

Mini Pacer

Mini Pacer - Antrenor de mers

K610 Manualul produs



Cuprins

1. Mesaje de siguranță.....	3
2. Utilizare recomandată	4
3. Verificați comanda	4
4. Articol de bază.....	4
Cadrul	5
5. Roți.....	5
6. Componente	6
7. Întreținere.....	19
8. Curățare.....	20
9. Declarație de garanție	20
10. Materiale.....	20
11. Modificările efectuate de utilizator	20

© 2022 Echipamente pentru Rifton

Legendă pentru utilizatori

Utilizați această legendă pentru a determina ce secțiuni ale acestui manual vi se aplică.



Utilizatori tehnici Pentru profesioniștii care comandă și configurează produse Rifton



Home Utilizatori Pentru îngrijitorii care folosesc produsele Rifton în mod regulat



Personal de întreținere Pentru oricine este responsabil pentru service-ul sau recomandarea produselor și pieselor Rifton

IMPORTANT

Vă rugăm să salvați acest manual pentru referințe ulterioare. Copii suplimentare sunt disponibile la <http://www.rifton.com/customer-service/product-manuals> .

1. Mesaje de siguranță




- Citiți cu atenție și înțelegeți informațiile din acest manual înainte de a încerca să utilizați acest produs. În cazul în care procedurile și instrucțiunile din acest manual nu sunt urmate, pot apărea vătămări grave sau chiar deces.
- Un profesionist calificat trebuie să evalueze adecvarea și siguranța tuturor echipamentelor pentru fiecare utilizator.
- Acest produs este destinat utilizării de către copii cu abilități de judecată nesigure. Supravegherea adulților este necesară în orice moment.
- Pentru a preveni căderile și răniurile:
 - Nu utilizați acest produs pe teren accidentat și neuniform, în jurul piscinelor sau în apropierea scărilor.
 - Asigurați utilizarea adecvată a curelelor și suporturilor în orice moment. Curelele și suporturile sunt furnizate pentru siguranța utilizatorului și trebuie ajustate cu atenție pentru confort și securitate.
 - Strângeți toate butoanele de reglare înainte de utilizare și imediat după efectuarea oricăror Reglaje.
 - Poziția solicită ca greutatea copilului să fie centrată între role.
- Nu utilizați acest produs pentru copii care depășesc limitele de înălțime și greutate specificate în acest manual.
- Pentru a preveni defectarea structurală, care ar putea duce la vătămări grave sau deces:
 - Inspectați periodic acest produs și componentele sale pentru șuruburi slăbite sau lipsă, oboseală a metalului, crăpături, suduri rupte, atașamente lipsă, instabilitate generală sau alte semne de uzură excesivă.
 - Îndepărtați imediat acest produs din utilizare atunci când orice condiție se dezvoltă care ar putea face ca utilizarea să fie nesigură.
 - Nu utilizați componentele sau produsele Rifton pentru alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
- Supervizați corespunzător utilizarea Pacer-ului pentru a preveni:
 - Mișcări excesive și viteză mare
 - Opriri bruște din cauza lovirii unui bord, crăpături sau resturi
- Folosiți semnale adecvate pentru a vă asigura că picioarele utilizatorului rămân în limitele cadrului Pacer-ului.
- Aveți grijă și supervizați utilizarea Pacer-ului în condiții care ar putea afecta stabilitatea, inclusiv:
 - Teren accidentat
 - Rampe, pante sau coline
 - Copii care experimentează mișcări involuntare puternice sau crize

2. Utilizare recomandată

Antrenorul de mers Pacer este un dispozitiv medical de clasa 1. Este conceput pentru a ajuta un copil cu dizabilități să învețe să meargă. Pentru un copil care nu folosește activ mușchii trunchiului și ai picioarelor, Pacer-ul oferă suportul necesar în timpul antrenamentului de mers și necesită o greutate de susținere mică sau chiar deloc. Mini Pacer-ul este recomandat pentru copii cu înălțimea la coate între 15½"-20½" (39-52 cm). Sarcina maximă de lucru pentru mini Pacer este de 50 lbs (23 kg).

Dimensiuni utilizator și produs

Dimensiunile utilizatorului – inci (cm)		K610 mini
Înălțime cot		15½-20½ (39-52)
	Dimensiunea cheie a utilizatorului: înălțimea cotului Măsurați distanța verticală de la cotul îndoit până la podea, în timp ce utilizatorul stă în picioare. Alegeți antrenorul de mers care permite creșterea.	
Dimensiunile produsului – inci (cm)		15½-20½ (39-52)
Înălțimea brațului prompt		20½ (52)
Lățimea totală		22½ (57)
Lungimea totală		17½-22½ (44-57)
Înălțimea pieptului prompt (marginea superioară)		12½ (32)
Înălțimea cadrului		10 ¼ (4.6)
Greutatea cadrului – lbs (kg)		50 (23)
Sarcina maximă de lucru – lbs (kg)		14-28 (36-71)

3. Verificați comanda

Cadrul Pacer și componentele specificate în comanda dumneavoastră sunt expediate împreună într-un singur carton (cu excepția barei ghidaj). Utilizați diagramele din acest manual pentru a vă asigura că comanda este completă.

Dacă livrarea este incompletă sau a suferit daune la sosire, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți la numărul 800.571.8198.

4. Articol de bază

Cadrul

Reglaje

Figura 6a: Toate Reglajele de înălțime se fac prin ridicarea și coborârea prompturilor. Cadrul este fix și nu se ajustează.



Figura 6a

5. Roți

Reglaje

Blocarea pivotantă împiedică rotirea roții pivotante (caster).

- **Pentru a activa blocarea pivotantă:** apăsați butonul (A).
- **Pentru a dezactiva,** apăsați butonul (B).

Blocarea tuturor celor patru roți pivotante va menține copilul să se deplaseze pe linie dreaptă.

Blocarea roților din spate (cele din spatele copilului) va ajuta la stabilizarea acestuia, permițând în același timp viraje.

Pentru a activa frâna roții pivotante (C), apăsați partea inferioară a pedalei de frână. Pentru a elibera frâna, apăsați partea superioară a pedalei de frână.

Pentru a activa rezistența la rostogolire a roții pivotante, rotiți cadranul (E).



Figura 7a

Blocarea direcțională (F) permite roții pivotante să se rotească doar într-o singură direcție, ceea ce este util pentru copiii care ar putea să se rostogolească involuntar înapoi în timp ce încearcă să meargă.

Pentru a activa blocarea direcțională:

- Apăsați pârghia (F) în jos până când se fixează în poziție.
- Când blocarea direcțională este activată, roata pivotantă va face un clic în timp ce se deplasează înainte și se va bloca atunci când este împinsă înapoi.

6. Componente

Odometer

Figura 8a: Odometrul afișează distanța parcursă. Pentru a reseta afișajul la 0, apăsați butonul (A). Pentru a afișa distanța totală parcursă pe întreaga durată de viață, apăsați și mențineți apăsat butonul (A) timp de o secundă. Distanța totală va fi afișată în kilometri sau în mii de picioare, în funcție de unitatea de măsură selectată.



Pentru a comuta între picioare și metri, apăsați și mențineți apăsat butonul (A) până când unitățile de măsură se schimbă (aproximativ 10 secunde)

Cleme

Fixare

Figurile 8b și 8c: Majoritatea componentelor se fixează pe cadru cu ajutorul **clemelor și suporturilor**:

1. Slăbiți **butonul (B)** și rabatați-l în jos.
2. Ridicați **banda (C)** în sus.
3. Poziționați **clema (D)** în jurul **barei ovale**.
4. Rabatați butonul în sus.
5. Strângeți ferm.

Poziționarea **elementelor de sprijin** pe cadru va varia în funcție de **poziția și capacitățile copilului**, precum și de **numărul de elemente de sprijin utilizate**.



Inele pentru mâini

Fixare

Figura 8d: Se recomandă ca buclele pentru mâini să fie fixate în partea frontală a montanților principali ai cadrului. Această poziționare asigură stabilitate și lasă spațiu pentru alte componente.



Figura 9a: Pentru copiii mai supli, clemele pentru orice element de sprijin pot fi montate pe interiorul barei superioare. În acest mod, elementele de sprijin vor fi poziționate mai aproape de copil.

Figura 9b: Clemele buclor pentru mâini pot fi montate și pe exteriorul barei superioare.

Reglaje

Figura 9a:

Slăbiți butonul (A) pentru a:

- îndepărta complet bucla pentru mână împreună cu clema;
- sau pentru a glisa bucla pentru mână mai aproape sau mai departe de copil, de-a lungul barei superioare.

Pentru reglarea înălțimii buclei pentru mână:

- Apăsăți butonul (B) și glisați tija în sus sau în jos până la poziția dorită;
- Eliberați butonul (B) și împingeți bucla pentru mână pentru a fixa tija în poziție.

Pentru înclinarea buclei pentru mână:

- Slăbiți butonul (C) și înclinați bucla pentru mână în poziția dorită. Strângeți butonul pentru a o fixa.

Pentru re poziționarea completă a buclei pentru mână:

- Figurile 9a și 9b: îndepărtați complet bucla pentru mână de pe Pacer. Montați-o pe interiorul sau exteriorul barei superioare.
- Figura 9a: apăsați butonul (B) și îndepărtați complet tija, rotiți tija în poziția dorită, reintroduceți-o în clemă și glisați-o până la înălțimea dorită (vezi pagina 12).

Instrucțiuni pentru braț

Montare

AVERTISMENT – Pentru a preveni răsturnarea și accidentările rezultate, nu poziționați suporturile pentru brațe pe partea frontală a barei superioare (vezi Figura 10a).

Figurile 10b și 10c: Se recomandă ca suporturile pentru



brațe să fie atașate imediat în fața montanților principali ai cadrului. Această poziționare asigură stabilitate și lasă spațiu pentru alte componente.

Figura 10b: Clemele suporturilor pentru brațe pot fi atașate pe partea exterioară a barei superioare.

Figura 10c: Pentru copiii mai supli, clemele pentru orice suport pot fi atașate pe partea interioară a barei superioare. În acest mod, suporturile pot fi poziționate mai aproape de copil.

(Pentru re poziționarea clemelor și a tijelor, consultați paginile 8 și 12.)

Reglaje

Figurile 11a și 11b: Slăbiți butonul (A) pentru a:

- glisa perna pentru braț spre sau dinspre copil;
- roti în sus sau în jos;
- roti spre interior sau spre exterior;
- deplasa perna pentru braț înainte sau înapoi.

Pentru reglarea înălțimii suportului pentru braț:

1. Apăsăți butonul (B) și glisați tija până la poziția dorită.
2. Eliberați butonul și împingeți tija pentru a o fixa.

Pentru reglarea mânerului de prindere:

1. Slăbiți butonul (C).
2. Glisați mânerul înainte sau înapoi pentru a se potrivi diferitelor lungimi ale ante brațului.
3. Rotiți mânerul de la stânga la dreapta.

Cureaua pentru braț (D) și cureaua pentru încheietură (E) fixează brațul copilului în suportul pentru braț.

Utilizarea curelei pentru încheietură previne ieșirea accidentală a brațului copilului din suportul pentru braț.

Pentru re poziționarea întregului suport pentru braț:

1. Slăbiți butonul (F).
2. Glisați suportul pentru braț în poziția dorită pe cadru.

Sau îndepărtați complet suportul pentru braț de pe Pacer apăsând butonul (B) și extrăgând tija.



Figura 12a:

Tijele suporturilor pentru brațe pot fi îndepărtate și re poziționate pentru a regla distanța dintre suporturile pentru brațe.

Clemele suporturilor pentru brațe pot fi, de asemenea, îndepărtate și re poziționate pentru a regla suplimentar distanța dintre suporturile pentru brațe.

- **Pașii 1 și 2** prezintă clema montată pe partea interioară a barei superioare.
- **Pasul 3** prezintă clema montată pe partea exterioară a barei superioare, ceea ce mărește distanța dintre suporturi.
- Pentru instrucțiuni privind demontarea și remontarea clemelor, consultați **pagina 8**.

Figura 12b:

Acordați timp pentru a vă familiariza cu reglajele fiecărui suport pentru braț.

Suporturile pentru brațe pot:

1. să se rotească în jurul secțiunii orizontale a tije;
2. să se rotească la 360° în jurul tije verticale;
3. să gliseze spre interior și exterior pe secțiunea orizontală a tije;
4. clema care fixează tija să poată fi deplasată de-a lungul barei superioare;
5. tija să aibă patru poziții, la intervale de 90°.



Pasul 1. Slăbiți butonul (A) și îndepărtați perna suportului pentru braț.



Pasul 2. Apăsați butonul (B), ridicați tija din clemă și rotiți-o în poziția dorită.



Pasul 3. Introduceți tija înapoi în clemă, glisați perna suportului pentru braț la loc pe tijă și utilizați butonul (B) pentru a regla înălțimea suportului pentru braț.



Figure 12b

- **Suport toracic**
Montare

AVERTISMENT – Pentru a preveni răsturnarea, căderile și accidentările sau decesul:

- Poziționați suportul toracic astfel încât centrul de greutate al copilului să fie centrat între roțile pivotante.
- Strângeți toate butoanele de reglaj ale suportului toracic înainte de utilizare.

Figura 13a: Atașați suportul toracic direct în spatele montanților principali ai cadrului. Partea frontală a suportului toracic este prevăzută cu o buclă de susținere care menține pernele apropiate. Partea din spate se deschide pentru acces facil.

Reglaje

Pentru reglarea lățimii suportului toracic:

- Poziționați clemele pe partea interioară sau exterioară a barei superioare (vezi paginile anterioare).
- Slăbiți butoanele (C) pentru a glisa părțile laterale ale suportului toracic spre interior sau exterior.
- Strângeți din nou butoanele.

Pentru rotirea suportului toracic:

- Slăbiți complet butoanele (C).
- Rotiți suportul în poziția dorită.
- Strângeți din nou butoanele.

Pentru reglarea înălțimii suportului toracic:

- Apăsăți butoanele (B) și glisați tijele până la înălțimea dorită.
- Eliberați butoanele (B) și împingeți tijele pentru a le fixa.

Pentru re poziționarea sau îndepărtarea completă a suportului toracic:

- Slăbiți butoanele (A).
- Glisați suportul toracic înainte sau înapoi și strângeți din nou butoanele (A).
- Pentru demontarea clemelor, consultați pagina 8.



Figura 13a

Curelele (D) pot fi reglate independent pentru a strânge sau slăbi suportul toracic sau pentru a ajusta unghiul de înclinare înainte al copilului. Suportul toracic se deschide atât în față, cât și în spate. Acest lucru permite poziționarea copilului în poziție anterioară sau posterioară (vezi paginile 22–25).

Poziționator pentru șold

Montare

AVERTISMENT – Pentru a preveni răsturnarea și accidentările rezultate, nu poziționați suporturile la extremitățile posterioare ale barei superioare (vezi Figura 14a).

Figura 14b: Poziționatorul pentru șold este conceput pentru a încuraja înclinarea înainte. Atașați acest suport cu cele două cleme și mânerele de prindere aproape de partea din spate a barei superioare, iar curelele cu cataramă (A) în fața montanților cadrului.

Pentru atașarea părții frontale a poziționatorului pentru șold:

- Utilizați cataramele (A) pentru a fixa curelele în poziția optimă pentru poziționare. Punctele de fixare pentru curele pot include orice poziție sigură de-a lungul barei superioare a cadrului, în fața montanților principali, la baza clemelor/suporturilor utilizate sau la bara transversală a suportului toracic.

Pentru atașarea părții posterioare a poziționatorului pentru șold:

- Atașați inelele (B) la mânerele de prindere.

Reglaje

Figura 15a:

Pentru reglarea poziției mânerelor de prindere pe cadru:

- Slăbiți butonul (A).
- Glisați mânerele de prindere și clemele în poziția dorită pe cadru.

Pentru reglarea înălțimii posterioare a poziționatorului pentru șold:



Figura 14 a



Figura 14 b

- Apăsați butonul (B) și ridicați mânerele de prindere la înălțimea dorită.
- Eliberați butonul (B) și împingeți mânerele în jos pentru a le fixa.

Pentru ridicarea și coborârea poziționatorului pentru șold, utilizați reglajele curelelor (C) în partea din spate și (D) în partea din față.

Copiii sunt, de obicei, mai confortabili atunci când partea din spate a poziționatorului pentru șold este mai joasă decât partea din față. Pentru a obține acest lucru, scurtați curelele frontale (D) și fixați-le cât mai sus posibil.



Figura 15a

Pernă pentru poziționatorul de șold

Asamblare

Figurile 16a și 16b:

1. Introduceți curelele posterioare ale poziționatorului pentru șold prin curelele încrucișate și trageți perna în poziție.
2. Închideți capsele clapetelor frontale și laterale ale pernei în jurul poziționatorului pentru șold. Asigurați-vă că ambele capse sunt bine fixate.
3. Atașați poziționatorul pentru șold pe Pacer.
- 4.



Figura 16a



Figura 16b Partea inferioară a poziționatorului pentru șold cu pernă

Suport pelvin

Montare

AVERTISMENT – Pentru a preveni răsturnarea și accidentările rezultate, nu poziționați suporturile la extremitățile posterioare ale barei superioare (vezi Figura 17a).

Figura 17b:

Suportul pelvin oferă asistență pentru susținerea greutății. Este o alternativă la poziționatorul pentru șold. Atașați acest suport cu cele două cleme și mânerele de prindere aproape de partea din spate a barei superioare, iar curelele cu cataramă (A) în fața montanților cadrului.

Pentru atașarea părții frontale a suportului pelvin:

- Utilizați cataramele (A) pentru a fixa suportul pelvin în poziția optimă pentru poziționare. Punctele de fixare pentru curele pot include orice poziție sigură de-a lungul barei superioare a cadrului, în fața montanților principali, la baza clemelor/suporturilor utilizate sau la bara transversală a suportului toracic.

Pentru atașarea părții posterioare a suportului pelvin:

- Atașați inelele la mânerele de prindere (B).



Figura 17a



Figura 17b

Reglaje

Figura 18a:

Pentru reglarea înălțimii posterioare a suportului pelvin:

- Apăsăți butoanele (B) și glisați mânerele de prindere la înălțimea dorită.
- Eliberați butoanele (B) și apăsați mânerele în jos pentru a le fixa.

Pentru reglarea poziției mânerelor de prindere pe cadru:

- Slăbiți butonul (A).
- Glisați mânerele și clemele înainte sau înapoi pe cadru.

Pentru ridicarea și coborârea suportului pelvin:

- Utilizați reglajele curelelor (C) și (D) din partea din spate sau din față a suportului pelvin.



Figura 18a

Suporturi pentru glezne

Montare

Figura 19a:

- Introduceți clemele suportului pentru gleznă în sloturile de la baza tuburilor cadrului Pacer. Dinții albi trebuie să se fixeze sigur în tub.
- Pentru a demonta, apăsați butonul alb de pe clemă și eliberați dintele din slot.

Reglaje

Figura 19b:

1. Pentru a fixa, slăbi sau strânge cureaua în jurul gleznei copilului, folosiți reglajul cu cataramă (A).
2. Cureaua (B) poate fi ajustată pentru a ghida pasul copilului.
3. Pentru a limita sau mări lungimea pasului copilului, strângeți și glisați reglajele cu arc (C) de-a lungul tijelor.



Figure 19a



Figure 19b

Tavă

AVERTISMENT – Pentru a preveni răsturnarea și accidentările:

- Nu folosiți tava ca rețineră sau suport pentru corp.

- Supravegheați copilul în mod direct atunci când folosește tava.
- Nu plasați mai mult de 10 lb (4½ kg) pe tavă.

Montare

1. **Figura 20a:** Pentru stabilitate maximă, atașați tava centrat în partea frontală a barei superioare.
2. Greutatea maximă care poate fi plasată pe tavă este de 10 lb (4½ kg).

Reglaje

Figurile 20a și 20b:

Pentru reglarea unghiului tavei:

- Slăbiți butonul (C).
- Schimbați unghiul de înclinare al tavei.
- Rotiți tava de la stânga la dreapta.

Pentru reglarea înălțimii tavei:

- Apăsați butonul (B).
- Glisați tija până la înălțimea dorită.
- Eliberați butonul (B) și împingeți tava în sus sau în jos pentru a fixa tija.

Pentru re poziționarea întregii tăvi pe cadrul Pacer:

- Slăbiți butonul (A).
- Glisați clema cu tavă de-a lungul barei superioare.

Pentru îndepărtarea inserției (D):

- Introduceți degetele prin orificiile din tavă (G).
- Reinstalați inserția (D) prin poziționarea limbilor (E) în sloturile (F) și apăsați pe marginea frontală a inserției până se fixează prin clic.



Figure 20a



Figura 20b

Bară de ghidare

AVERTISMENT – Pentru a preveni accidentările, este necesară supravegherea permanentă de către un adult. Îndepărtați întotdeauna bara de ghidare atunci când nu este utilizată.

Montare

1. **Figura 21a:** Pentru stabilitate maximă, atașați bara de ghidare centrat, în partea frontală a barei superioare.
2. Bara de ghidare se fixează prin strângerea butonului (A), care o prinde cu clema în poziție.

Reglaje

1. **Figura 21b:** Rotiți bara de ghidare astfel încât să fie poziționată în spatele copilului pentru împingere sau în față pentru a fi trasă de către îngrijitor.
2. **Figura 21a:** Strângeți butonul (A) pentru ca bara de ghidare să rămână la înălțimea dorită atunci când mânerul este eliberat.



Figura 21 a



Figura 21 b

Utilizare

După ce suporturile sunt atașate și reglate aproximativ, copilul poate fi poziționat în Pacer fie în **poziție anterioară**, fie în **poziție posterioară**.

Poziționare anterioară

AVERTISMENT – Pentru a preveni răsturnarea și accidentările rezultate:

- Poziționați suporturile astfel încât centrul de greutate al copilului să fie centrat între roțile pivotante.
- Utilizați suporturi adecvate pentru a vă asigura că picioarele copilului rămân în interiorul limitelor cadrului Pacer.
- Nu poziționați suporturile pentru brațe sau buclele pentru mâini la extremitățile barei superioare.

Orientare cu fața înainte

Figurile 22a și 22b: Acestea ilustrează poziționarea normală. Observați că suportul toracic nu este înclinat, iar unghiul ușor de aplecare înainte al copilului este obținut prin poziționarea poziționatorului pentru șold / suportului pelvin în spatele umerilor.

1. Acționați frânele roților pivotante pentru a immobiliza Pacer-ul.
2. Reglați aproximativ:
 - o suportul toracic;
 - o suporturile pentru brațe;
 - o poziționatorul pentru șold sau suportul pelvin.
3. Desfaceți:
 - o inelele poziționatorului pentru șold sau ale suportului pelvin din partea posterioară a Pacer-ului;
 - o cataramele din partea posterioară a suportului toracic;
 - o curelele suporturilor pentru brațe și ale suporturilor pentru glezne.



Figura 22a



Figura 22b

4. Așezați copilul în Pacer.
 - Fixați cataramele posterioare ale suportului toracic.
5. Trageți poziționatorul pentru șold sau suportul pelvin între picioarele copilului și conectați inelele la mânerul de prindere (sau fixați catarama, dacă se preferă).
6. Fixați antebrățele copilului cu ajutorul curelelor suporturilor pentru brațe sau așezați mâinile copilului în buclele pentru mâini.
7. Fixați curelele suporturilor pentru glezne în jurul gleznelor copilului.
8. Eliberați frânele roților pivotante.



Figure 23a

Înclinare înainte

Figura 23a: Aceasta ilustrează modul în care se obține o poziție cu înclinare înainte mai pronunțată. Observați înclinarea suportului toracic și poziționarea poziționatorului pentru șold în spatele umerilor copilului. Curelele frontale ale poziționatorului pentru șold sunt atașate la tije suportului toracic. Clemele buclelor pentru mâini sunt atașate în partea frontală a barei superioare.

- 1. Pentru reglarea unghiului de înclinare înainte al copilului:**
 - Utilizați reglajul de înclinare al suportului toracic.
 - Mențineți partea superioară a suportului toracic departe de axile pentru a evita presiunea și disconfortul.
- 2. Reglarea poziționatorului pentru șold sau a suportului pelvian:**
 - Reglați înălțimea tijelor mânerelor de prindere.
 - Utilizați curelele pentru a regla unghiul poziționatorului pentru șold sau al suportului pelvin și pentru a poziționa pelvisul copilului la unghiul de înclinare înainte dorit în raport cu suportul toracic.
- 3. Reglarea suporturilor pentru brațe sau a buclelor pentru mâini:**
 - Pentru reglarea lățimii, înălțimii și unghiului suporturilor pentru brațe (vezi paginile 10–12).
 - Pentru reglarea buclelor pentru mâini (vezi paginile 8 și 9).
- 4. Reglarea suporturilor pentru glezne:**
 - Reglați curelele și reglajele cu arc pentru a ghida pasul copilului (vezi pagina 19).
- 5. Reglarea poziției și unghiului tăvii** (vezi pagina 20).
- 6. Eliberați frânele roților pivotante.**

Poziționare posterioară

Figura 25a: Copiii pot fi poziționați în Pacer cu fața spre partea din spate (capătul deschis) al cadrului. Aceasta se numește **poziționare posterioară** și permite utilizatorilor avansați să se deplaseze liber, fără obstrucții sub sau în fața lor.

Copiii poziționați posterior necesită, în general, mai puțin suport și mai puține accesorii de susținere.

- Suporturile pentru brațe sau buclele pentru mâini trebuie atașate cât mai aproape posibil de montanții principali ai cadrului. Consultați avertismentele de la paginile 3 și 4 pentru informații importante privind siguranța.



Figura 25a

- Suportul toracic (dacă este utilizat) se deschide atât în față, cât și în spate, permițând transferuri ușoare în timpul poziționării posterioare.

Pentru a schimba configurația în poziționare posterioară:

1. Acționați frânele roților pivotante pentru a imobiliza Pacer-ul.
2. Rotiți suporturile astfel încât să fie orientate spre capătul deschis al cadrului Pacer și reatașați-le la bara superioară.
3. Resetați blocajele de pivotare în direcția opusă, dacă este necesar (vezi pagina 7).
4. Dacă sunt necesare și alte suporturi, urmați instrucțiunile pentru poziționarea anterioară în ordine inversă (vezi paginile 22–24).
5. Eliberați frânele roților pivotante.

Pentru mai multe detalii despre componente, funcții și utilizări recomandate, accesați: www.rifton.com/pacer

7. Întreținere

Acest produs este proiectat și testat pentru o durată de viață estimată de **5 ani**, atunci când este utilizat și întreținut în conformitate cu acest manual. Utilizatorii trebuie să se asigure în permanență că produsul rămâne într-o stare sigură și utilizabilă, inclusiv prin efectuarea întreținerii și a inspecțiilor regulate, conform specificațiilor din acest manual.

Pentru a preveni **defecțiunile structurale**, care pot duce la răniri grave sau deces:

- Inspectați periodic acest produs și componentele sale pentru a identifica șuruburi slăbite sau lipsă, oboseală a metalului, fisuri, suduri rupte, elemente de fixare lipsă, instabilitate generală sau alte semne de uzură excesivă.
- Scoateți imediat produsul din uz dacă apare orice condiție care ar putea face utilizarea nesigură.
- Nu utilizați componentele sau produsele Rifton în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate.
- Înlocuiți sau reparați componentele sau produsele care sunt deteriorate sau par instabile.
- Utilizați numai piese de schimb autorizate Rifton. Informațiile pentru comandarea pieselor de schimb sunt furnizate pe coperta din spate a acestui manual.

Nu utilizați lubrifianți pe bază de petrol sau solvenți pentru roțile pivotante. Lubrifiați-le, atunci când este necesar, numai cu spray pe bază de silicon sau grafit.

8. Curățare

Curățați produsul, după necesitate, cu șervețele dezinfectante sau cu o soluție de până la **10% clor**. Nu utilizați cantități excesive de apă.

Curelele cu sistem de prindere tip **scai (hook and loop)** pot fi spălate. Închideți sistemele de prindere înainte de spălare. Nu călcați.

Spălați roțile pivotante cu apă după utilizarea în exterior. Evitați noroiul și nisipul.

9. Declarație de garanție

Dacă un produs Rifton se defectează sau cedează în exploatare în primul an, acesta va fi înlocuit gratuit.

10. Materiale

- **Elementele metalice** (piulițe, șuruburi, șuruburi filetate etc.) sunt, de regulă, zincate sau nichelate, ori realizate din oțel inoxidabil.
- **Elementele de tapiserie** (perne, blocuri de susținere, suporturi capitonate etc.) sunt, de regulă, din spumă poliuretanică, cu un înveliș ignifug realizat din vinil expandat.
- **Cadrul** este, de regulă, realizat din tubulatură din oțel sau aluminiu, sudată și acoperită cu un finisaj de vopsea polimerizată la cuptor. Unele componente ale cadrului pot fi, de asemenea, din oțel inoxidabil.
- **Curelele** sunt, de regulă, fabricate din chingi din polipropilenă sau nailon.
- **Componentele din plastic** sunt, de regulă, obținute prin turnare prin injecție, dintr-o varietate de rășini industriale.

Toate materialele sunt **fără latex, plumb și ftalați**.

11. Modificările efectuate de utilizator

AVERTISMENT – Pentru a preveni răniri grave sau deces, **nu modificați și nu alterați produsele sau componentele Rifton** și nu folosiți produsele sau componentele Rifton împreună cu produse de la alți producători.

Rifton **nu își asumă responsabilitatea** pentru nicio modificare sau alterare adusă componentelor sau produselor noastre după ce acestea părăsesc locația noastră.

Clienții care modifică sau alterează componentele sau produsele noastre, sau le utilizează împreună cu produse de la alți producători, **o fac pe propriul risc**.

Mini Pacer

Informații de contact Rifton

Email: sales@rifton.com

Telefon: 800.571.8198

9–5 EST

Fax: 800.865.4674

Adresă:

Rifton Equipment PO Box 260

Rifton NY 12471–0260

Online

www.rifton.com

Comandarea pieselor de schimb

1. Identificați **numărul de identificare (ID)** al produsului, aflat pe eticheta albă mică.
2. Aveți acest număr la îndemână atunci când apelați **800.571.8198** pentru a vorbi cu un reprezentant al serviciului clienți.

Utilizați **numai piese de schimb furnizate de Rifton Equipment.**

Suntem bucuroși să furnizăm piese de schimb. Deși Rifton depune toate eforturile pentru a furniza piesele corecte și instrucțiunile necesare pentru repararea sau recondiționarea echipamentului, **este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că reparațiile sau modificările sunt realizate corect și în siguranță.**

Găsiți **scrisori de necesitate medicală și articole informative** la:

www.rifton.com/pacer