




⚠ Măsurătorile pentru șold și membrul inferior trebuie luate în timp ce **pacientul stă în picioare**.

⚠ Toate măsurătorile trebuie efectuate în **centimetri**.

Tip măsurătoare	Punct/lungime	Descriere
Circumferință	Punctul 1	Circumferința inghinală
Circumferință	Punctul 2	Circumferința între 1 și 3 (mijlocul coapsei)
Circumferință	Punctul 3	Circumferința la 5 cm deasupra rotulei
Lungime	Lungimea A	Lungimea de la inghinal la centrul rotulei